

## Schéma de préparation Adenocor IV pour FFR

| Dose à injecter | Ampoules | Durée totale d'injection |                    |
|-----------------|----------|--------------------------|--------------------|
|                 |          | Jusqu'à 121 kg           | A partir de 123 kg |
| 140 µg/kg/min   | 6 mg     |                          |                    |
| 0,140 mg/kg/min | 2 ml     |                          |                    |
|                 | 3 mg/ml  | 3,5 min                  | 3 min              |

### Dilutions (seringue de 50 ml)

|                    |                                      |                |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| De 37 kg à 47 kg   | 4 ampoules d'Adénocor + 16 ml de LP  | 24 ml au total |
| De 48 kg à 61 kg   | 5 ampoules d'Adénocor + 20 ml de LP  | 30 ml au total |
| De 62 kg à 73 kg   | 6 ampoules d'Adénocor + 24 ml de LP  | 36 ml au total |
| De 74 kg à 85 kg   | 7 ampoules d'Adénocor + 28 ml de LP  | 42 ml au total |
| De 86 kg à 97 kg   | 8 ampoules d'Adénocor + 32 ml de LP  | 48 ml au total |
| De 98 kg à 110 kg  | 9 ampoules d'Adénocor + 36 ml de LP  | 54 ml au total |
| De 111 kg à 122 kg | 10 ampoules d'Adénocor + 40 ml de LP | 60 ml au total |
| De 123 kg à 128 kg | 9 ampoules d'Adénocor + 36 ml de LP  | 54 ml au total |
| De 129 kg à 142 kg | 10 ampoules d'Adénocor + 40 ml de LP | 60 ml au total |

| Poids du patient | Débit ml/heure |
|------------------|----------------|
| 40 kg            | 336 ml/h       |
| 41 kg            | 344 ml/h       |
| 42 kg            | 353 ml/h       |
| 43 kg            | 361 ml/h       |
| 44 kg            | 370 ml/h       |
| 45 kg            | 378 ml/h       |
| 46 kg            | 386 ml/h       |
| 47 kg            | 395 ml/h       |
| 48 kg            | 403 ml/h       |
| 49 kg            | 412 ml/h       |
| 50 kg            | 420 ml/h       |
| 51 kg            | 428 ml/h       |
| 52 kg            | 437 ml/h       |
| 53 kg            | 445 ml/h       |
| 54 kg            | 454 ml/h       |
| 55 kg            | 462 ml/h       |
| 56 kg            | 470 ml/h       |
| 57 kg            | 479 ml/h       |
| 58 kg            | 487 ml/h       |
| 59 kg            | 496 ml/h       |
| 60 kg            | 504 ml/h       |
| 61 kg            | 512 ml/h       |
| 62 kg            | 521 ml/h       |
| 63 kg            | 529 ml/h       |
| 64 kg            | 538 ml/h       |
| 65 kg            | 546 ml/h       |
| 66 kg            | 554 ml/h       |
| 67 kg            | 563 ml/h       |
| 68 kg            | 571 ml/h       |
| 69 kg            | 580 ml/h       |
| 70 kg            | 588 ml/h       |
| 71 kg            | 596 ml/h       |
| 72 kg            | 605 ml/h       |
| 73 kg            | 613 ml/h       |
| 74 kg            | 622 ml/h       |
| 75 kg            | 630 ml/h       |
| 76 kg            | 638 ml/h       |
| 77 kg            | 647 ml/h       |
| 78 kg            | 655 ml/h       |
| 79 kg            | 664 ml/h       |

| Poids du patient | Débit ml/heure |
|------------------|----------------|
| 80 kg            | 672 ml/h       |
| 81 kg            | 680 ml/h       |
| 82 kg            | 689 ml/h       |
| 83 kg            | 697 ml/h       |
| 84 kg            | 706 ml/h       |
| 85 kg            | 714 ml/h       |
| 86 kg            | 722 ml/h       |
| 87 kg            | 731 ml/h       |
| 88 kg            | 739 ml/h       |
| 89 kg            | 748 ml/h       |
| 90 kg            | 756 ml/h       |
| 91 kg            | 764 ml/h       |
| 92 kg            | 773 ml/h       |
| 93 kg            | 781 ml/h       |
| 94 kg            | 790 ml/h       |
| 95 kg            | 798 ml/h       |
| 96 kg            | 806 ml/h       |
| 97 kg            | 815 ml/h       |
| 98 kg            | 823 ml/h       |
| 99 kg            | 832 ml/h       |
| 100 kg           | 840 ml/h       |
| 101 kg           | 848 ml/h       |
| 102 kg           | 857 ml/h       |
| 103 kg           | 865 ml/h       |
| 104 kg           | 874 ml/h       |
| 105 kg           | 882 ml/h       |
| 106 kg           | 890 ml/h       |
| 107 kg           | 899 ml/h       |
| 108 kg           | 907 ml/h       |
| 109 kg           | 916 ml/h       |
| 110 kg           | 924 ml/h       |
| 111 kg           | 932 ml/h       |
| 112 kg           | 941 ml/h       |
| 113 kg           | 949 ml/h       |
| 114 kg           | 958 ml/h       |
| 115 kg           | 966 ml/h       |
| 116 kg           | 974 ml/h       |
| 117 kg           | 983 ml/h       |
| 118 kg           | 991 ml/h       |
| 119 kg           | 1000 ml/h      |

| Poids du patient | Débit ml/heure |
|------------------|----------------|
| 120 kg           | 1008 ml/h      |
| 121 kg           | 1016 ml/h      |
| 122 kg           | 1025 ml/h      |
| 123 kg           | 1033 ml/h      |
| 124 kg           | 1042 ml/h      |
| 125 kg           | 1050 ml/h      |
| 126 kg           | 1058 ml/h      |
| 127 kg           | 1067 ml/h      |
| 128 kg           | 1075 ml/h      |
| 129 kg           | 1084 ml/h      |
| 130 kg           | 1092 ml/h      |
| 131 kg           | 1100 ml/h      |
| 132 kg           | 1109 ml/h      |
| 133 kg           | 1117 ml/h      |
| 134 kg           | 1126 ml/h      |
| 135 kg           | 1134 ml/h      |
| 136 kg           | 1142 ml/h      |
| 137 kg           | 1151 ml/h      |
| 138 kg           | 1159 ml/h      |
| 139 kg           | 1168 ml/h      |
| 140 kg           | 1176 ml/h      |
| 141 kg           | 1184 ml/h      |
| 142 kg           | 1193 ml/h      |

### Remarques

\* Utilisez les pompes  
ALARIS – débit maximal = 1200 ml/h

\* A partir de 123 kg, durée d'injection réduite (volume inférieur à 60 ml)

### Contre-Indication

Ne pas injecter chez un patient BPCO

### Andidote

Euphyline